

MOTIP De-Icer (door lock)

N° comm. : DP0072, DP0073, 000790

Fiche Technique



Retirez facilement le givre des serrures de porte et du coffre de la voiture avec le dégivreur MOTIP De-Icer door lock. L'aérosol contient un antigel qui empêche la surface de geler à nouveau. De-Icer door lock n'affecte pas le caoutchouc, la laque ou le chrome.

Qualité & propriétés

- Empêche la recongélation
- Action rapide
- Facile d'utilisation
- N'affecte pas le caoutchouc, la laque ou le chrome

Données physiques & chimiques

- Base: Alcool
- Odeur: Caractéristique
- Contenu: 75 ML

Mode d'emploi

- Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions sur l'emballage et agir en conséquence.
- Avant utilisation, agitez l'aérosol.
- Appliquer le dégivreur dans la serrure de porte ou le capot du coffre et laisser agir jusqu'à ce que la glace ait disparu.

Sain pour l'environnement

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

Élimination

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que « déchets spéciaux ».

Marquage/Étiquetage

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS 200 et TRG 300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Pour toute autre question technique, appelez notre ligne d'assistance téléphonique au +31 (0) 561 69 44 00 du lundi au jeudi de 9 h à 15 h ou le vendredi jusqu'à 12 h.

À compter du Août 17, 2022 – Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.